




La fiche de laboratoire





Accès aussi par le menu déroulant avec toutes les fonctions, dans le coin haut gauche du dossier patient...



⇒ Fenêtre appelée à partir de la fiche patient dans le groupe **"Traitements"** en cliquant sur l'icône représenté par une couronne ou en développant le menu **"Traitements"**

⇒ Cet icône n'apparaît qu'en cas de connexion à partir de la fenêtre des profils utilisateurs





⇒ Choix du profil désiré

⇒ Entrez les codes d'accès

Onglet interface

Profils utilisateurs

Quitter Paramètres de gestion du cabinet Valider Aide

Nom de l'utilisateur : Docteur Ninon CREMONINI

Profil Interface Sécurité sociale Entêtes des ordonnances Entêtes des courriers

Orientation : Soins et prothèse

Schéma dentaire : Schéma dentaire trait

Barre d'icônes

ICônes de la fiche patient :

<input checked="" type="checkbox"/> Questionnaire médical	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de parodontologie	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de teinte
<input checked="" type="checkbox"/> Compte-rendus	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche cancéro	<input checked="" type="checkbox"/> Formulaires personnalisés
<input checked="" type="checkbox"/> Fiche ODF	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de dermatologie	<input checked="" type="checkbox"/> Fiches conseil
<input checked="" type="checkbox"/> Fiche ATM	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de laboratoire	<input checked="" type="checkbox"/> Cephalométrie
<input checked="" type="checkbox"/> Schémas anatomiques		

Dans la fiche patient :

afficher les codes et libellés des actes

afficher les commentaires sur plusieurs lignes

Ponctuer la saisie des actes par un son

Affichage personnalisé des actes

Masquer les informations médicales

Automatisation : Aller des feuilles de soins aux règlements

Aller des devis aux DEP

Arrondis : aucun arrondi

Photos :

Affichage des photos

Utiliser la palette d'images

Afficher la photo d'identité à l'ouverture du dossier

Divers

Utilisation du mini agenda

Souhaiter l'anniversaire des patients

Utiliser le glossaire

Fond d'écran

Chronométrer les durées des rendez-vous par l'ouverture des dossiers patients

Lettre d'information LOGOSw OnLine

ne pas compter les ouvertures de dossiers de moins de 5 mn

NC - Docteur Ninon CREMONINI <nouvel utilisateur>

Définissez l'aspect que prendra la fiche patient pour l'utilisateur




schéma actuel

favoris nomenclature assistants schéma

Prothèses Prothèse conjointe Prothèse adjointe

icônes de la fiche patient :

<input checked="" type="checkbox"/> Questionnaire médical	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de parodontologie	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de teinte
<input checked="" type="checkbox"/> Compte-rendus	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche cancéro	<input checked="" type="checkbox"/> Formulaires personnalisés
<input checked="" type="checkbox"/> Fiche ODF	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de dermatologie	<input checked="" type="checkbox"/> Fiches conseil
<input checked="" type="checkbox"/> Fiche ATM	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de laboratoire	<input checked="" type="checkbox"/> Cephalométrie
<input checked="" type="checkbox"/> Schémas anatomiques		


Dans la fiche patient :

afficher les codes et libellés des actes

<input checked="" type="checkbox"/> afficher les commentaires sur plusieurs lignes	<input checked="" type="checkbox"/> Ponctuer la saisie des actes par un son
<input type="checkbox"/> Affichage personnalisé des actes	<input type="checkbox"/> Masquer les informations médicales

- ⇒ Vous pouvez choisir **d'incorporer certains éléments facultatifs** dans l'environnement de travail
- ⇒ Pour qu'un élément soit actif, il suffit de cocher la case correspondante
- ⇒ Si un élément n'est pas coché, il sera inactif

Raccourci de paramétrage



⇒ L'icône **Outils** permet un accès direct au **paramétrage de la fiche patient**

⇒ Il suffira de cocher ou de décocher les éléments que l'on désire ou non voir apparaître



Un nouvel icone



⇒ Un module d'organisation des séances de traitement qui permet de préparer à partir d'un devis les séances de travail qui seront réalisées

Prescription n°

Laboratoire Travail n°
Type de travail Facture n°
 En cours Terminé Date de mise en place
Teinte
 Prise de teinte à réaliser par le laboratoire
Commentaires

Envoyé : RIM
 Modèle d'étude maxillaire
 Modèle d'étude mandibulaire
 Photos
Empreintes : maxillaire
 mandibulaire
 sectorielle en occlusion
 désinfectées
 optique
Porte empr. : n°
 à nous retourner

FicheLabo_2012
1 Nombre d'exemplaires
 Imprimer l'entête
 Imprimer le schéma de teinte
 Imprimer le certificat de conformité
 Imprimer les photos

Localisation	Nature des prothèses	Matériau
		<input type="checkbox"/> Résine Base NF EN ISO ... <input type="checkbox"/> Résine dent NF EN ISO ... <input type="checkbox"/> Acier CoCr NF EN ISO 22... <input type="checkbox"/> Acier NiCr NF EN ISO 22... <input type="checkbox"/> Métal précieux NF EN IS... <input type="checkbox"/> Métal semi-précieux NF ... <input type="checkbox"/> CIV ceramo-métallique N...

+ PEI + modèle étude + wax up + maq.ocd

Instructions et étapes d'élaboration

Créé	Pour le	À (heure)	Demande	Requ le

Fiche de laboratoire

Prescription n°

Laboratoire Travail n°

Type de travail Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

RIM

Modèle d'étude maxillaire

Modèle d'étude mandibulaire

Photos

Empreintes :

maxillaire

mandibulaire

sectorielle en occlusion

désinfectées

optique

Porte empr. :

n°

à nous retourner

FicheLabo_2012

1 Nombre d'exemplaires

Imprimer l'entête

Imprimer le schéma de teinte

Imprimer le certificat de conformité

Imprimer les photos

Localisation	Nature des prothèses	Matériau
		<input type="checkbox"/> Résine Base NF EN ISO ... <input type="checkbox"/> Résine dent NF EN ISO ... <input type="checkbox"/> Acier CoCr NF EN ISO 2... <input type="checkbox"/> Acier NiCr NF EN ISO 22... <input type="checkbox"/> Métal précieux NF EN IS... <input type="checkbox"/> Métal semi-précieux NF ... <input type="checkbox"/> CIV ceramo-métallique N...


Créée le 22/01/2019

+ PEI + modèle étude + wax up + maq.ocd

Instructions et étapes d'élaboration

Créé	Pour le	À (heure)	Demande	Reçu le

⇒ Permet d'éditer les demandes faites aux laboratoires de prothèse



Prescription n°

Laboratoire: [dropdown]
Type de travail: [dropdown]
Travail n°: [input]
Facture n°: [input]
En cours / Terminé (radio buttons)
Date de mise en place: [input]

Teinte: [input]
Prise de teinte à réaliser par le laboratoire (checkbox)

Commentaires: [input]

Empreintes:
 maxillaire
 mandibulaire
 sectorielle en occlusion
 désinfectées

Modèle d'étude:
 maxillaire
 mandibulaire
 Photos

Historique: [dropdown]
1 Nombre d'exemplaires
 Imprimer l'entête
 Imprimer le schéma de teinte
 Imprimer le certificat de conformité
 Imprimer les photos

Dans la partie supérieure
Une rangée d'icônes

importer depuis un devis

Localisation: [input]

[dropdown]
[dropdown]
[dropdown]
[dropdown]
[dropdown]
[dropdown]

- + PEI
- + modèle étude
- + wax up
- + maq.occl

Instructions et étapes d'élaboration

Créé	Pour le	À (heure)	Demande	Requ le

Ajouter des fichiers | Scanner

Déposez les fichiers ici depuis l'explorateur Windows



De gauche à droite

⇒ **Quitter**

⇒ Nouvelle fiche pour **créer** une nouvelle fiche de laboratoire






⇒ **Enregistrer et sauvegarder** la fiche en cours de travail

⇒ **Détruire** une ancienne fiche déjà sauvegardées



⇒ Appel de la fiche **schéma de teinte**


⇒ Appel du **glossaire**


Pour chaque nouveau travail


 **Quitter**  **Nouvelle fiche**  **Enregistrer la fiche**  **Teinte**  **Glossaire**

Prescription n°

Laboratoire   Travail n°

Type de travail  Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place 

Teinte 

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

Pour chaque nouveau travail


⇒ Un numéro de prescription renseigné automatiquement

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing icons and labels: 'Quitter' (red arrow), 'Nouvelle fiche' (document icon), 'Enregistrer la fiche' (floppy disk icon), 'Teinte' (brush icon), and 'Glossaire' (highlighter icon). Below the menu bar, the 'Prescription n°' field is highlighted with a red rectangular box. To its left are 'Laboratoire' and 'Type de travail' dropdown menus. To its right are 'Travail n°' and 'Facture n°' text input fields. Below these are radio buttons for 'En cours' (selected) and 'Terminé', and a 'Date de mise en place' text input field with a calendar icon.

⇒ Le numéro d'identification sera attribué automatiquement

Pour chaque nouveau travail

⇒ Nom du laboratoire de prothèse



The screenshot shows a software interface for managing dental prescriptions. At the top, there is a toolbar with icons and labels: 'Quitter' (red arrow), 'Nouvelle fiche' (document icon), 'Enregistrer la fiche' (floppy disk icon), 'Teinte' (brush icon), and 'Glossaire' (highlighter icon). Below the toolbar, the main form is titled 'Prescription n°'. It contains several input fields and controls:

- Laboratoire**: A dropdown menu, highlighted with a red box.
- Type de travail**: A dropdown menu.
- Travail n°**: A text input field, with a red arrow pointing to it.
- Facture n°**: A text input field.
- En cours / Terminé**: Radio buttons for status selection.
- Date de mise en place**: A date input field.
- Teinte**: A text input field.
- Prise de teinte à réaliser par le laboratoire**: A checkbox.
- Commentaires**: A large text area.

Les laboratoires de prothèse

Quitter Nouvelle fiche Enregistrer la fiche Supprimer Teinte

Prescription n° 100013476980007662018039

Laboratoire


Type de travail

Teinte

<Depuis le carnet d'adresse>

⇒ Choix parmi les laboratoires enregistrés

Les laboratoires de prothèse



Quitter Nouvelle fiche Enregistrer la fiche Supprimer Teinte


Prescription n° 100013476980007662018039

Laboratoire

Type de travail

Teinte

<Depuis le carnet d'adresse>



Carnet d'adresses

Laboratoires

Accès rapide :

KOSMETEETH
TAD PROTHESE

Catégorie Laboratoires Société

<<contact>> +

Civilité	Prénom	Nom	Sexe

Fixe Fonction

Mobile Email 1

Fax Email 2

Adresse de l'établissement Code postal Ville


Web Identifiant Mot de passe Ref. client

Notes

Chercher : [téléphone, nom, commentaire...]

annuaire postit

⇒ Recherche, rajout
ou modification
d'un laboratoire
par le carnet
d'adresses



⇒ Pour supprimer un laboratoire des pré-enregistrés






⇒ Sélection

⇒ Puis icône "feu"

Pour chaque nouveau travail

⇒ **Type de travail** = nature du travail

The screenshot shows a software interface for a dental prescription form. At the top, there is a toolbar with icons and labels: 'Quitter' (Quit), 'Nouvelle fiche' (New sheet), 'Enregistrer la fiche' (Save sheet), 'Supprimer' (Delete), and 'Teint' (Color). Below the toolbar, the 'Prescription n°' is displayed as '100013476980007662018039'. The 'Laboratoire' (Laboratory) field is empty. The 'Type de travail' (Type of work) field is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing the following options: 'Prothèse conjointe' (highlighted in blue), 'Prothèse adjointe', 'Conjointe + adjointe', and 'ODF'. A red arrow points to the dropdown arrow, and another red arrow points to the selected 'Prothèse conjointe' option. The 'Teinte' (Color) field is also visible, with a 'Date de mise en place' (Installation date) field next to it. At the bottom, there is a label 'Prise de teinte à réaliser par le laboratoire' (Color taking to be done by the laboratory).


Quitte  Nouvelle fiche  Enregistrer la fiche  Teinte  Glossaire 

Prescription n°

Laboratoire Travail n°

Type de travail Facture n°






En cours Terminé Date de mise en place

Teinte 

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

⇒ Trois cases à cocher vous permettent d'indiquer l'état du travail


Quitte  Nouvelle fiche  Enregistrer la fiche  Teinte  Glossaire 

Prescription n°

Laboratoire Travail n°

Type de travail Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte 

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

⇒ **Travail en cours** (bouton coché par défaut lors de la création d'une fiche de laboratoire)

Quitter Nouvelle fiche Enregistrer la fiche Teinte Glossaire

Prescription n°

Laboratoire Travail n°

Type de travail Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

⇒ **Travail terminé** à cocher lors de la fin du travail

⇒ **Date de mise en place** par défaut la date du jour où l'on coche travail terminé

Quitter Nouvelle fiche Enregistrer la fiche Teinte Glossaire

Prescription n°

Laboratoire [dropdown] Travail n° [input]

Type de travail [dropdown] Facture n° [input]

En cours Terminé Date de mise en place 21/01/2019 [calendar icon] (Jun.)

Teinte [input] [lightbulb icon]

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires [input]

Date rentrée
manuellement
ou

Rendez-vous de CRIMAS Magali Ramly

Annuler Ok Prendre un rendez-vous Imprimer Par email

Rendez-vous pris

Jour	Date	Statut	Heure	Fin	Durée	Salle	Commentaire
Rendez-vous passés							

voir les rendez-vous annulés

- ⇒ Le petit éphéméride en bout de champ ouvre la fenêtre des RDV passés ou prochains
- ⇒ Sélection du RDV de la fin du travail + OK qui remplit la date de mise en place

Quitter Nouvelle fiche Enregistrer la fiche Teinte Glossaire

Prescription n°

Laboratoire Travail n°

Type de travail Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

⇒ Inscription éventuelle de la **teinte des dents** qui sera automatiquement relue à partir de la fiche de teinte du patient, si elle a été créée



Si création d'une fiche de teinte dans la fiche patient

Quitter Nouvelle fiche Enregistrer la fiche **Teinte** Glossaire

Prescription n°

Laboratoire Travail n°


Type de travail Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires



Relecture de la teinte en cliquant sur l'icône

Une case à cocher si la teinte sera réalisée par le laboratoire

Pour chaque nouveau travail

⇒ Inscription éventuelle d'un court
commentaire

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing icons for 'Quitter', 'Nouvelle fiche', 'Enregistrer la fiche', 'Teinte', and 'Glossaire'. Below the toolbar, the form is titled 'Prescription n°'. It includes several input fields: 'Laboratoire' (a dropdown menu), 'Type de travail' (a dropdown menu), 'Travail n°' (a text box), and 'Facture n°' (a text box). There are also radio buttons for 'En cours' (selected) and 'Terminé', and a 'Date de mise en place' field with a calendar icon. A 'Teinte' section contains a text box and a checkbox labeled 'Prise de teinte à réaliser par le laboratoire'. At the bottom, a 'Commentaires' text box is highlighted with a red rectangular border.

Quitter Nouvelle fiche Enregistrer la fiche Teinte Glossaire

Prescription n°

Laboratoire [dropdown] Travail n° [text box]

Type de travail [dropdown] Facture n° [text box]

En cours Terminé Date de mise en place [calendar icon]

Teinte [text box] [lightbulb icon]

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires [text box]

Prescription n°

Laboratoire Travail n°

Type de travail Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

importer depuis un devis

- Envoyé : RIM
- Modèle d'étude maxillaire
- Modèle d'étude mandibulaire
- Photos
- Empreintes : maxillaire
- mandibulaire
- sectorielle en occlusion
- désinfectées
- optique
- Porte empr. : n°
- à nous retourner

FicheLabo_2012

Nombre d'exemplaires

- Imprimer l'entête
- Imprimer le schéma de teinte
- Imprimer le certificat de conformité
- Imprimer les photos

Localisation Nature des prothèses Matériau

- Résine Base NF EN ISO ...
- Résine dent NF EN ISO ...
- Acier CoCr NF EN ISO 2...
- Acier NiCr NF EN ISO 22...
- Métal précieux NF EN IS...
- Métal semi-précieux NF ...
- CIV comme métallique N...

- Envoyé : RIM
- Modèle d'étude maxillaire
- Modèle d'étude mandibulaire
- Photos
- Empreintes : maxillaire
- mandibulaire
- sectorielle en occlusion
- désinfectées
- optique
- Porte empr. : n°
- à nous retourner

Cochez éventuellement ce que vous envoyez au laboratoire

Ajouter des fichiers Scanner

Déposez les fichiers ici depuis l'explorateur Windows

Prescription n°

Laboratoire Travail n°


Type de travail Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

 importer depuis un devis

Envoyé : RIM
 Modèle d'étude maxillaire
 Modèle d'étude mandibulaire
 Photos

Empreintes : maxillaire
 mandibulaire
 sectorielle en occlusion
 désinfectées
 optique


Porte emp

FicheLabo_2012

1 Nombre d'exemplaires

Imprimer l'entête
 Imprimer le schéma de teinte
 Imprimer le certificat de conformité
 Imprimer les photos


Possibilité d'importer le travail prévu à partir du devis réalisé au préalable

 importer depuis un devis

Localisation

Sélection d'un devis

22/01/2019



rdv	Code	Dent	Acte	Honoraires
<input type="checkbox"/>	COUTE	15	Couronne transitoire Résine Base NF EN ISO 1567 2000	90,00
<input type="checkbox"/>	COURO	15	Couronne céramo-métallique Céramo-métallique NF EN ISO 9693	550,00



Sélection d'un devis

22/01/2019



rdv	Code	Dent	Acte	Honoraires
<input type="checkbox"/>	COUTE	15	Couronne transitoire Résine Base NF EN ISO 1567 2000	90,00
<input checked="" type="checkbox"/>	COURO	15	Couronne céramo-métallique Céramo-métallique NF EN ISO 9693	550,00



⇒ Ce champ se remplit automatiquement

Importer depuis un devis

à nous retourner

Localisation	Nature des prothèses	Matériau
15	Couronne céramo-métallique	Céramo-métallique

Prescription n°

Laboratoire Travail n°

Type de travail Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

Envoyé : RIM
 Modèle d'étude maxillaire
 Modèle d'étude mandibulaire
 Photos

Empreintes : maxillaire
 mandibulaire
 sectorielle en occlusion
 désinfectées
 optique

Porte empr. : n°
 à nous retourner

FicheLabo_2012

1 Nombre d'exemplaires

Imprimer l'entête
 Imprimer le schéma de teinte
 Imprimer le certificat de conformité
 Imprimer les photos

Localisation	Nature des prothèses	Matériau
		<input type="checkbox"/> Résine Base NF EN ISO ... <input type="checkbox"/> Résine dent NF EN ISO ... <input type="checkbox"/> Acier CoCr NF EN ISO 2... <input type="checkbox"/> Acier NiCr NF EN ISO 22... <input type="checkbox"/> Métal précieux NF EN IS... <input type="checkbox"/> Métal semi-précieux NF ... <input type="checkbox"/> ...

Possibilité de remplir ce champ manuellement

Dans la partie droite les matériaux que l'on utilise

Prescription n°

Laboratoire Travail n°

Type de travail Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

Envoyé :

- RIM
- Modèle d'étude maxillaire
- Modèle d'étude mandibulaire
- Photos

Empreintes :

- maxillaire
- mandibulaire
- sectorielle en occlusion
- désinfectées
- optique

Porte empr. :

- n°
- à nous retourner

FicheLabo_2012

1 Nombre d'exemplaires

- Imprimer l'entête
- Imprimer le schéma de teinte
- Imprimer le certificat de conformité
- Imprimer les photos

Localisation	Nature des prothèses	Matériau
		<input type="checkbox"/> Résine Base NF EN ISO ...
		<input type="checkbox"/> Résine dent NF EN ISO ...
		<input type="checkbox"/> Acier CoCr NF EN ISO 2...
		<input type="checkbox"/> Acier NiCr NF EN ISO 22...
		<input type="checkbox"/> Métal précieux NF EN IS...
		<input type="checkbox"/> Métal semi-précieux NF ...
		<input type="checkbox"/> CIV ceramo-métallique N...

Ce que l'on demande

+ PEI + modèle étude + wax up + maq.occl

Instructions et étapes d'élaboration

Créé	Pour le	À (heure)	Demande	Requ le
------	---------	-----------	---------	---------

Conformément à la réglementation, il faudra renseigner le ou les travaux demandés ainsi que les matériaux à utiliser

Etat civil Facturer Traitements Communication Imagerie Bilans

Quitter Nouvelle fiche Enregistrer la fiche Teinte Glossaire Skype Email Imprimer Historique

Prescription n°

Laboratoire Travail n°

Type de travail Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

Envoyé :

- RIM
- Modèle d'étude maxillaire
- Modèle d'étude mandibulaire
- Photos

Empreintes :

- maxillaire
- mandibulaire
- sectorielle en occlusion
- désinfectées
- optique

Porte empr. :

- n°
- à nous retourner

FicheLabo_2012

1 Nombre d'exemplaires

- Imprimer l'entête
- Imprimer le schéma de teinte
- Imprimer le certificat de conformité
- Imprimer les photos

importer depuis un devis

Localisation	Nature des prothèses	Matériau
		<input type="checkbox"/> Résine Base NF EN ISO ... <input type="checkbox"/> Résine dent NF EN ISO ... <input type="checkbox"/> Acier CoCr NF EN ISO 2... <input type="checkbox"/> Acier NiCr NF EN ISO 22... <input type="checkbox"/> Métal précieux NF EN IS... <input type="checkbox"/> Métal semi-précieux NF ... <input type="checkbox"/> CIV ceramo-métallique N...


Ce que l'on demande

- ⇒ Report des données fournies en retour par le laboratoire
- ⇒ **Report souhaitable** dans la mesure où les données correspondantes peuvent être retrouvées à l'aide des recherches multicritères

Les recherches multicritères

⇒ Permettent d'interroger la base de données en fournissant au logiciel un exemple de données que vous souhaitez analyser

⇒ Permettent des recherches croisées sur l'ensemble des fichiers des patients



⇒ La fenêtre → affiche une table où apparaissent les diverses rubriques des fichiers que l'on peut interroger

The screenshot shows a software window titled "Recherches multi-critères - Mailings". It features a sidebar on the left with a tree view of search criteria, and a main table on the right displaying the details for the selected "Fiches de prothèse" category. A red arrow points from the sidebar to the table.

Recherches multi-critères - Mailings	
Recherches avancées Recherches faciles	
Quitter Nouvelle recherche Relire une ancienne recherche Enregistrer la recherche actuelle Glossaire	
Rubrique	Fiches de prothèse
Hors nomenclature	Date de fiche de prothèse
Id Praticien	Date de mise en place
Numéro de la dent traitée	Nom du laboratoire
▣ Règlements	Type de prothèse
Date du règlement	Avancement du travail
Montant du règlement	Commentaires praticien
Mode du règlement	Teinte
Compte du règlement	Nature des prothèses demandées
Libellé du chèque	Matériau demandé
Commentaire du règlement	Identifiant dispositif
Banque du règlement	Etapas demandées
Identifiant du praticien	
▣ Fiches de prothèse	
Date de fiche de prothèse	
Date de mise en place	
Nom du laboratoire	
Type de prothèse	
Avancement du travail	
Commentaires praticien	
Teinte	
Nature des prothèses demandées	
Matériau demandé	
Identifiant dispositif	
Etapas demandées	
▣ Suivi ODF	
Traitement ODF	
Type de période ODF	
Numéro de période ODF	
Date de début du traitement	
Date de début de la période courante	
Date EP ODF	
Date devis ODF	

Recherche de données de la
fiche de prothèse par les
recherches multicritères

Traçabilité des DMSM

(Dispositifs Médicaux sur mesure)

Voir fichier

Traçabilité - DMSM par Recherches multicritères -Mailings

Quitter Nouvelle fiche Enregistrer la fiche Teinte Glossaire Skype Email Imprimer Historique

Prescription n°
 Laboratoire: [dropdown]
 Type de travail: [dropdown] **→**
 En cours Terminé Date de mise en place: [date]

Teinte: [input]
 Prise de teinte à réaliser par le laboratoire
 Commentaires: [input]

Type de travail

- ODF
- Prothèse conjointe
- Prothèse adjointe
- Conjointe + adjointe
- ODF

Teinte

Fiche_Labo: [dropdown]

Nombre d'exemplaires
 Imprimer l'entête
 Imprimer le schéma de teinte
 Imprimer le certificat de conformité
 Imprimer les photos

Localisation	Nature des prothèses	Matériau	
			<input type="checkbox"/> Résine Base NF EN ISO ... <input type="checkbox"/> Résine dent NF EN ISO ... <input type="checkbox"/> Acier CoCr NF EN ISO 2... <input type="checkbox"/> Acier NiCr NF EN ISO 22... <input type="checkbox"/> Métal précieux NF EN IS...

**En fonction du type de travail effectué
 Des sous menus différents à compléter
 optionnellement**

Instructions et étapes d'élaboration
 Créé Pour le À (heure) Demande

Déposez les fichiers ici depuis l'explorateur Windows

Configuration

Modèles d'étude

Double base engrenée

Boxée

Configuration

Maquette occlusion

Plaque base : Résine

True base

Cire

Bourrelet : Cire

Pâte thermoplastique

Résine

Double base engrenée

Boxée

+ PEI + modèle étude + wax up + maq.occd + plan montage + PAC + PBM + dents + polym. + CC + CCM + bridge

Instructions et étapes d'élaboration

Créé Pour le À (heure) Demande

Configuration

Porte Empreintes Individuel

Perforé Non perforé

Base résine Base métal

Sans bourrelet Bourrelet résine Bourrelet cire

Configuration

Wax up

Overbite :

Overjet :

Dents : Carrées Triangulaires Ovoides

Petites Moyennes Grandes

Configuration

Montage du modèle

Ocduseur : Articulateur semi-adaptable avec table de montage
 Articulateur semi-adaptable
 Articulateur adaptable

Marque :

Pente condylienne :

Angle de Bennett :

Configuration

Prothèse adjointe en résine

Couleur de la résine :

Palais : Échancré Plein avec joint postérieur
 Lisse Anatomique
 protège raphé

PEI
 modèle étude
 wax up
 maq.ocd
 plan montage
 PAC
 PBM
 dents
 polym.
 CC
 CCM
 bridge

Instructions et étapes d'élaboration

Créé	Pour le	À (heure)	Demande
22/01/19			Polymérisation, polissage

Configuration

Prothèse adjointe plaque base métallique

Couleur de la résine :

Palais : Échancré Décroletée
 Plein avec joint postérieur Tracé à préciser
 protège raphé

Mandibulaire : Barre linguale Bandeau lingual
 Barre coronaire Tracé à préciser

Crochets :

Attachements non précisés glissière barre transvissée
 centro-radulaire locator

Appuis occlusaux : selles pour PE

Configuration

Montage des dents

Montage : Pour essaiage esthétique
 Pour essaiage fonctionnel
 Finition de la prothèse
 animé
 Présence du prothésiste souhaitable

Dents : Carrées Triangulaires Ovoides
 Petites Moyennes Grandes

Teinte :

Bloc incisivo-canine : Non abrasé Diastème
 Légèrement abrasé Pas de diastème
 Fortement abrasé Chevauchement

Artifice cosmétique :

Courbe de Spee :

PEI
 modèle étude
 wax up
 maq.ocd
 plan montage
 PAC
 PBM
 dents
 polym.

Instructions et étapes d'élaboration

Créé	Pour le	À (heure)	Demande
22/01/19			Polymérisation, polissage

Configuration ✕

Couronne coulée

Profil d'émergence : départ de racine pas de départ de racine
 concave convexe

Points de contacts : forts modérés moins serrés
 punctiformes surfaces

Embrasures : plus fermées normales plus ouvertes

Fraisage, logettes pour appuis occ.:

Couronnes jumelées
 Utiliser l'occlusion avec le mordu en cire/silicone

Configuration ✕

Couronne céramique

Bord libre : Opaque Transparent
 Festonné Non festonné
 Simulation fêlure

Coloration 1/3 cervical : Oui Non

Profil d'émergence : départ de racine pas de départ de racine
 concave convexe

Sillons : Coloration : Marqués

Points de contacts : forts modérés moins serrés
 punctiformes surfaces

Embrasures : plus fermées normales plus ouvertes

Fraisage, logements pour appuis occ.:

Couronnes jumelées
 Utiliser l'occlusion avec le mordu en cire/silicone
 Présence du prothésiste souhaitable à l'essayage esthétique

Configuration ✕

Dents

Points de contacts : forts modérés moins serrés
 punctiformes surfaces

Forme des inters : sans contacts ovoïdes en selles

Largeur V-L des inters : plus petite normale plus large

Embrasures : plus fermées normales plus ouvertes

PEI
 modèle étude
 wax up
 maq. occl
 plan montage
 PAC
 PBM
 dents
 polym.
 CC
 CCM
 bridge

Instructions et étapes d'élaboration

Créé Pour le À (heure) Demande

Dans la partie inférieure les instructions des différentes étapes d'élaboration en fonction des séances prévues

⇒ Indications

- ⇒ De la date du prochain rendez-vous
- ⇒ De l'heure du prochain rendez-vous
- ⇒ Du travail à exécuter pour cette date

Instructions et étapes d'élaboration

Créé	Pour le	À (heure)	Demande	Reçu le

⇒ Un clic droit sur la colonne **Pour le** de la table **"Instructions et étapes d'élaboration"** permet l'ouverture d'un petit calendrier et la saisie automatique de la date du prochain rendez-vous

Clic droit

The screenshot shows a table titled "Instructions et étapes d'élaboration" with columns "Créé", "Pour le", and "À (heure)". A right-click context menu is open over the "Pour le" column. A calendar pop-up is displayed, showing the month of January 2019. The date 22 is highlighted in blue, indicating it is the selected date for the appointment. The calendar also shows the current date (today) and buttons for "Ok" and "Annuler".

Créé	Pour le	À (heure)
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

janvier 2019

L	M	M	J	V	S	D
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

aujourd'hui

Ok Annuler

Instructions et étapes d'élaboration

Créé

Pour le

À (heure)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Clic droit

Rendez-vous (Demande de prothèse)

Demander la prothèse pour
1 jour ouvré avant à 17:00

passer les jours fermés

Prendre un rendez-vous Imprimer Par email

Rendez-vous pris

Jour	Date	Statut	Heure	Fin	Durée	Salle	Commentaire
------	------	--------	-------	-----	-------	-------	-------------

voir les rendez-vous annulés

- ⇒ Un clic droit dans le champ **Heure** permet d'accéder à la fenêtre des rendez-vous pris ou à prendre
- ⇒ Permet la saisie automatique de la date et de l'heure du retour laboratoire

Instructions et étapes d'élaboration

Créé

Pour le


À (heure)



Clic

⇒ Un clic sur le petit éphéméride d'une ligne vierge permet d'accéder à la fenêtre des rendez-vous pris ou à prendre

⇒ Permet la saisie automatique de la date et de l'heure du retour laboratoire



Instructions et étapes d'élaboration

Créé

Pour le

À (heure)


_:




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Clic

- ⇒ Si des RDV ont été pris
- ⇒ Fenêtre des RDV pris
- ⇒ Sélection du RDV pris
- ⇒ Puis **OK**
- ⇒ La fenêtre se referme
- ⇒ La date et l'heure du retour laboratoire sont mis en fiche laboratoire






⇒ Possibilité d'inscrire le RDV de retour labo en fiche labo avec une avance sur l'heure ou le jour du RDV




- ⇒ Prendre un rendez-vous ouvre la fenêtre de l'agenda LOGOSw
- ⇒ Le RDV pris, il apparaît dans les RDV prochains
- ⇒ Validation par OK
- ⇒ La fiche de laboratoire est automatiquement remplie





Instructions et étapes d'élaboration			
Créé	Pour le	À (heure)	
mer 30/01/2019	17:00		XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ⇒ Si un **plan de traitement** a été **réalisé** lors de la réalisation d'un devis
- ⇒ Si les **rendez-vous** ont été **pris** par l'agenda **LOGOSw**
- ⇒ Sélection de la ligne à remplir
- ⇒ **Clic droit** dans la colonne **Heure**
- ⇒ **Ou Clic** sur le petit éphéméride conduit à la fenêtre des RDV pris ou à prendre



- ⇒ Les RDV pris peuvent être modifiés
- ⇒ Sélection d'une ligne de RDV
- ⇒ Clic sur Ouvrir
- ⇒ Ouverture de la fenêtre de prise des RDV avec le détail du RDV et la possibilité d'effectuer des modifications



Prescription n° Laboratoire Type de travail Travail n° Facture n° En cours Terminé Date de mise en place

Envoyé : RIM Modèle d'étude maxillaire Modèle d'étude mandibulaire Photos Empreintes : maxillaire mandibulaire

Fiche_Labo 1 Nombre d'exemplaires Imprimer l'entête Imprimer le schéma de teinte Imprimer le certificat de conformité Imprimer les photos





Historique 13/02/2012

Fiche_Labo

- 1 Nombre d'exemplaires Imprimer l'entête Imprimer le schéma de teinte Imprimer le certificat de conformité Imprimer les photos

- Résine Base NF EN ISO ... Résine dent NF EN ISO ... Acier CoCr NF EN ISO 2... Acier NiCr NF EN ISO 22... Métal précieux NF EN IS... Métal semi-précieux NF ... CIV ceramo -métallique N...





⇒ Possibilités

⇒ envoyer la fiche labo par skype

⇒ envoyer la fiche labo par mail

⇒ Imprimer la fiche labo


⇒ Le nombre d'exemplaires souhaité

⇒ Imprimer ou non l'entête du cabinet


⇒ Imprimer ou non le schéma de teinte

⇒ Imprimer ou non le certificat de conformité



⇒ Imprimer les photos



⇒ Pour définir l'imprimante qui éditera les fiches labo



⇒ Pour avoir l'historique des devis faits au patient



- ⇒ Choix du **modèle de fiche labo** que vous voulez utiliser
- ⇒ Possibilité de faire vos propres modèles (Outils - Documents types - fiches labo)

Quitter Nouvelle fiche Enregistrer la fiche Supprimer Teinte Glossaire

Skype Email Imprimer Historique 13/02/2012

Prescription n° 0640182370003777 2012

Laboratoire DENTAL LABO Travail n°

Type de travail Prothèse conjointe Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

importer depuis un devis

Envoyé : RIM Modèle d'étude maxillaire Modèle d'étude mandibulaire Photos

Empreintes : maxillaire mandibulaire sectorielle en occlusion désinfectées optique

Porte empr. : n° à nous retourner

Fiche_Labo

1 Nombre d'exemplaires

Imprimer l'entête

Imprimer le schéma de teinte

Imprimer le certificat de conformité

Imprimer les photos

Localisation	Nature des prothèses	Matériau
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

⇒ Vous pouvez effectuer une sauvegarde de la fiche en cours de travail en cliquant sur l'icône "disquette"

Créée le 13

+ PEI

Instruction

Créé

Scanner

Déposez les fichiers ici depuis l'explorateur Windows

Quitte Nouvelle fiche Enregistrer la fiche Supprimer Teinte Glossaire

Skype Email Imprimer Historique 13/02/2012

Prescription n° 0640182370003772012012

Laboratoire DENTAL LABO Travail n°

Type de travail Prothèse conjointe Facture n°

En cours Terminé Date de mise en place

Teinte

Prise de teinte à réaliser par le laboratoire

Commentaires

importer depuis un devis

Envoyé : RIM Modèle d'étude maxillaire Modèle d'étude mandibulaire Photos

Empreintes : maxillaire mandibulaire sectorielle en occlusion désinfectées optique

Porte empr. : n° à nous retourner

Fiche_Labo

1 Nombre d'exemplaires


Imprimer l'entête

Imprimer le schéma de teinte

Imprimer le certificat de conformité

Imprimer les photos

Localisation	Nature des prothèses	Matériau
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		



⇒ Vous pouvez supprimer une fiche labo en cliquant sur l'icône "feu"

⇒ L'élaboration d'une fiche labo va induire automatiquement **une tâche de retour laboratoire** dans le gestionnaire d'événements (GEL) et dans la liste des tâches à réaliser

⇒ Voir fichiers "liste des tâches" et "gestionnaire d'événements"

Prescription n° 0640182370003772012012
 Laboratoire: DENTAL LABO Travail n°
 Type de travail: Prothèse conjointe Facture n°
 En cours Terminé Date de mise en place:
 Teinte:
 Prise de teinte à réaliser par le laboratoire
 Commentaires:

- Envoyé : RIM
 Modèle d'étude maxillaire
 Modèle d'étude mandibulaire
 Photos
 Empreintes : maxillaire
 mandibulaire
 sectorielle en occlusion
 désinfectées
 optique
 Porte empr. : n°
 à nous retourner

Fiche_Labo
 Nombre d'exemplaires
 Imprimer l'entête
 Imprimer le schéma de teinte
 Imprimer le certificat de conformité
 Imprimer les photos

importer depuis un devis

Localisation	Nature des prothèses	Matériau
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Le schéma dentaire

Ajouter des fichiers
 Scanner


Déposez les fichiers ici depuis l'explorateur Windows

Créée le 13/02/2012

PEI
 modèle étude
 wax up
 maq.ocd
 CC
 CCM
 bridge

Instructions et étapes d'élaboration

Créé	Pour le	À (heure)	Demande	Requ le
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	<input type="checkbox"/>



⇒ Pour ajouter des fichiers

Ajouter des fichiers

Scanner

Déposez les fichiers ici depuis l'explorateur Windows

Scanner LOGOS_w

Scanner
EPSON ET-2650 Series

Quitter

- Utiliser la bibliothèque de compatibilité
- Paramétrage du scanner lors de la numérisation
- Retourner

Destination CREMONINI Ninon
Fiche labo

PDF Image

Catégorie d'image Panoramique

Commentaire

Numériser

⇒ Pour scanner des documents