




La fiche de parodontologie





Accès aussi par le menu déroulant avec toutes les fonctions, dans le coin haut gauche du dossier patient...



⇒ Fenêtre appelée à partir de la fiche patient dans le groupe **"Bilans"** en cliquant sur l'icône représenté par une **"Sonde"** ou en développant le menu **"Bilans"**

⇒ Cet icône n'apparaît qu'en cas de connexion à partir de la fenêtre des profils utilisateurs





⇒ Choix du profil désiré

⇒ Entrez les codes d'accès

Onglet interface

Profils utilisateurs

Quitter Paramètres de gestion du cabinet Valider Aide

Nom de l'utilisateur : Docteur Ninon CREMONINI

Profil Interface Sécurité sociale Entêtes des ordonnances Entêtes des courriers

Orientation : Soins et prothèse

Schéma dentaire : Schéma dentaire trait

Barre d'icônes

Icônes de la fiche patient :

- Questionnaire médical
- Fiche de parodontologie
- Fiche de teinte
- Compte-rendus
- Fiche cancéro
- Formulaires personnalisés
- Fiche ODF
- Fiche de dermatologie
- Fiches conseil
- Fiche ATM
- Fiche de laboratoire
- Cephalométrie
- Schémas anatomiques

Dans la fiche patient :

afficher les codes et libellés des actes

- afficher les commentaires sur plusieurs lignes
- Ponctuer la saisie des actes par un son
- Affichage personnalisé des actes
- Masquer les informations médicales

Automatisation : Aller des feuilles de soins aux règlements

- Aller des devis aux DEP

Arrondis : aucun arrondi

Photos :

- Affichage des photos
- Utiliser la palette d'images
- Afficher la photo d'identité à l'ouverture du dossier

Divers

- Utilisation du mini agenda
- Souhaiter l'anniversaire des patients
- Utiliser le glossaire
- Fond d'écran
- Chronométrer les durées des rendez-vous par l'ouverture des dossiers patients
- Lettre d'information LOGOSw OnLine

ne pas compter les ouvertures de dossiers de moins de 5 mn

NC - Docteur Ninon CREMONINI <nouvel utilisateur>

Définissez l'aspect que prendra la fiche patient pour l'utilisateur




schéma actuel

favoris | nomenclature | assistants | schéma

Prothèses | Prothèse conjointe | Prothèse adjointe

Icônes de la fiche patient :

<input checked="" type="checkbox"/> Questionnaire médical	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de parodontologie	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de teinte
<input checked="" type="checkbox"/> Compte-rendus	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche cancéro	<input checked="" type="checkbox"/> Formulaires personnalisés
<input checked="" type="checkbox"/> Fiche ODF	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de dermatologie	<input checked="" type="checkbox"/> Fiches conseil
<input checked="" type="checkbox"/> Fiche ATM	<input checked="" type="checkbox"/> Fiche de laboratoire	<input checked="" type="checkbox"/> Cephalométrie
<input checked="" type="checkbox"/> Schémas anatomiques		


Dans la fiche patient :

afficher les codes et libellés des actes

<input checked="" type="checkbox"/> afficher les commentaires sur plusieurs lignes	<input checked="" type="checkbox"/> Ponctuer la saisie des actes par un son
<input type="checkbox"/> Affichage personnalisé des actes	<input type="checkbox"/> Masquer les informations médicales

- ⇒ Vous pouvez choisir **d'incorporer certains éléments facultatifs** dans l'environnement de travail
- ⇒ Pour qu'un élément soit actif, il suffit de cocher la case correspondante
- ⇒ Si un élément n'est pas coché, il sera inactif

Raccourci de paramétrage



⇒ L'icône **Outils** permet un accès direct au **paramétrage de la fiche patient**

⇒ Il suffira de cocher ou de décocher les éléments que l'on désire ou non voir apparaître





Résumé

Motifs de consultation :

patient

praticien traitant

Signes fonctionnels

dentaires

gingivaux

autres

Dans la partie inférieure 7 onglets

Traitements antérieurs

Anamnèse

Examen

Occlusion

Bilan

Diagnostic

Plan de traitement

Suivi

Anamnèse

Résumé

Motifs de consultation :

patient

praticien traitant

Signes fonctionnels

dentaires




gingivaux

autres

Traitements antérieurs

Anamnèse Examen Occlusion Bilan Diagnostic Plan de traitement Suivi

Examen

Dépôts

Plaque dentaire Tarte

Dents

Edentations Malpositions

Restaurations Caries

Erosions Abrasions

Gencive libre

Niveau Contour

Texture Volume

Teinte Gingivorragies

Inflammation gingivale




Gencive attachée

Insuffisance Absence

Examen buccal et péri Buccal

Anamnèse **Examen** Occlusion Bilan Diagnostic Plan de traitement Suivi

Occlusion

Muscles Ouverture

Espace libre Symétrie

Recouvrement Surplombs

Parafonctions

Classes d'angle

Rapports invers.

C. de Spee C. de Wilson

Interférences

Anamnèse Examen **Occlusion** Bilan Diagnostic Plan de traitement Suivi

Bilan

Vestibulaire

Charte du : []

Maj schéma dentaire

Maj charte gingivale

Maj charte osseuse

Maj charte radio

Charte vestibulaire

Charte linguale

Paramètres




Lors d'un premier accès
Cliquez sur +

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Anamnèse Examen Occlusion **Bilan** Diagnostic Plan de traitement Suivi

Bilan

Vestibulaire Charte du : 01/06/2015

Maj schéma dentaire

Maj charte gingivale

Maj charte osseuse

Maj charte radio

Charte vestibulaire





Charte linguale [Paramètres](#)

Arcade supérieure

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Arcade inférieure

0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	

Anamnèse Examen Occlusion **Bilan** Diagnostic Plan de traitement Suivi

Diagnostic

Clinique

Poches Furcations

Mobilités Récession

Pb muco-gingivaux Inflammation

Radiologique

Défauts verticaux Alvéolyse

Alvéolyse interr.

Différentiel

Etiologique

Facteurs directs

Facteurs indirects Prédisposition

Pronostic

Global Sectoriel

Réserves

Anamnèse Examen Occlusion Bilan **Diagnostic** Plan de traitement Suivi

Plan de traitement

Urgence

Motivation enseignement de l'hygiène

Traitement initial

Détartrages

Odf

Chirurgie parodontale

Restaurations permanentes

Réévaluation

Anamnèse Examen Occlusion Bilan Diagnostic **Plan de traitement** Suivi



Pour appeler le glossaire



Résumé

Motifs de consultation :

patient

praticien traitant

Signes fonctionnels

dentaires

gingivaux

autres

Traitements antérieurs

✗ ✓ 📄

🔑 📀 👤 📧 💡 💊 👥

METTRE SOUS ANTIBIO DOSE FLASH 1 HEURE AVA
POSE PACEMAKER LE
POSE STENT LE

A a
B b
C c
D d
E e
F f
G g
H h
I i
J j
K k
L l
M m
N n
O o
P p
Q q
R r
S s
T t
U u
V v
W w
X x
Y y
Z z

📁 + 🔥 📄



Pour imprimer



Résumé

Motifs de consultation :

patient

praticien traitant

Signes fonctionnels

dentaires

gingivaux

autres

Traitements antérieurs

Impression de la fiche paro

- Anamnèse
- Examen
- Occlusion
- Bilan
- Diagnostic
- Plan de traitement

Ok

⇒ L'utilisation des onglets

⇒ "Anamnèse"

⇒ "Examen"



⇒ "Occlusion"

⇒ "Diagnostic"


⇒ "Plan de traitement"

⇒ N'appellent pas de commentaires particuliers

L'onglet "Bilan"




⇒ Permet de définir les chartes gingivales, osseuses et radiologiques, sur les faces vestibulaires et sur les faces palato-linguales







De gauche à droite

- ⇒ Pour supprimer une charte (feu)
- ⇒ Pour créer une nouvelle charte (+)
- ⇒ Pour valider la création d'une charte
- ⇒ Pour annuler les modifications en cours, avant validation



⇒ Voir une ancienne charte en sélectionnant sa date dans le "combo box" "Charte du"




⇒ Mise à jour du schéma dentaire

⇒ Sélection de l'acte

⇒ Choix de la couleur

⇒ Clic sur la dent concernée



Définir une chartre

Linguale Charte du : 01/06/2015

Maj schéma dentaire

Maj charte gingivale

Maj charte osseuse

Maj charte radio

Charte vestibulaire

Charte linguale


Paramètres

Arcade supérieure

Arcade inférieure

Anamnèse Examen Occlusion Bilan Diagnostic Plan de traitement Suivi

⇒ Pour définir les points d'une charte, sélectionnez en premier lieu, à l'aide des cases à cocher situées à la partie gauche, la charte à mettre à jour



Maj charte gingivale

Maj charte osseuse

Maj charte radio

Charte vestibulaire

Charte linguale

Paramètres

Charte vestibulaire

Charte linguale

 Paramètres

⇒ Paramètres
⇒ Pour définir
l'ordre de saisie

Paramètres du bilan parodontal

Ordre de saisie :

Charte vestibulaire puis linguale

Arcade du haut puis arcade du bas

De la 18 à la 28, puis de la 38 à la 48

De la 18 à la 28, puis de la 48 à la 38



Passer à l'indice suivant automatiquement
Vous passez directement au prochain champ
dès la valeur de poche saisie

Ok

⇒ Renseigner ensuite les champs situés au dessus et au dessous des dents, qui indiquent la **profondeur des poches** en millimètres

⇒ **Cliquer directement** sur chaque point à placer ou à déplacer

⇒ Pour chaque dent → existence d'un point distal, d'un point médian et d'un point mésial





L'onglet "Suivi"

The screenshot shows a software window titled "Traitements - Suivi". The main area is a table with a "Date" column and a large column for notes. At the bottom, there is a data entry mask with the following fields:




- Date: 01/06/2015
- Note: [Empty text field]
- Couleur de fond: [Color selection tool]

The bottom section of the window, including the data entry mask, is highlighted with a red border.


- ⇒ Permet de noter des commentaires, dans le masque de saisie situé à la partie inférieure de l'onglet
- ⇒ Les anciennes notes figurent dans la table située au-dessus



- ⇒ Une palette de couleurs en bas à droite permet d'associer une couleur de fond par ligne de commentaire
- ⇒ Un clic sur une couleur permet de modifier la couleur de fond



⇒ Un clic droit dans la palette des couleurs permet d'en faire apparaître une seconde, aux couleurs plus riches et personnalisables



- ⇒ Les icônes du bas de gauche à droite
 - ⇒ Pour imprimer une fiche de suivi de paro
 - ⇒ Pour ajouter une ligne
 - ⇒ Pour valider la saisie d'une ligne
 - ⇒ Pour annuler la saisie en cours avant validation