


Configuration du poste



Outils - Configuration du poste





Quitter

Cet ordinateur correspond à la salle

1 ▼

pour les matériaux et la messagerie

Radiographie numérique

Périphériques

Connexion à des programmes externes

Bases de données médicamenteuses

Affichage

Impression des feuilles de soins


Enveloppes et chèques

Réseau - Messagerie

Couleurs

Horloge et sons

Sélectionnez les passerelles radiographiques pour cet ordinateur.




Système	
1	Schick CDR Dicom
2	Aucun dispositif
3	Aucun dispositif
4	Aucun dispositif
5	Aucun dispositif
6	Aucun dispositif
7	Aucun dispositif
8	Aucun dispositif
9	Aucun dispositif
10	Aucun dispositif

Etablir un lien avec ULink pour Modem

Dix onglets pour définir les paramètres spécifiques au poste de travail


4. Bases de données médicamenteuses

⇒ Permet de définir si vous désirez utiliser ou non une base de données médicamenteuses



4. Bases de données médicamenteuses

⇒ Permet de définir si vous désirez utiliser ou non le LAP (logiciel d'aide à la prescription)



Bases de données médicamenteuses

- ⇒ Vous devez **absolument avoir conscience** que tout changement de base de données médicamenteuses (VIDAL à la place de BCB ou BCB à la place de VIDAL) comporte **un risque pour vos patients**
 - ⇒ Les allergies saisies précédemment ne pourront plus occasionner d'alerte
 - ⇒ Il faudra les ressaisir avec la nouvelle base de données médicamenteuses choisie

Bases de données médicamenteuses

- ⇒ De même, pour une base de données médicamenteuses qui n'est plus fonctionnelle (problèmes techniques, date de validité dépassée, désactivation dans LOGOSw ...)
 - ⇒ Les recherches d'incompatibilités et d'allergies ne seront plus actives
 - ⇒ Risque pour vos patients
 - ⇒ Donc être attentif